

CORSO DI FISICA I – MODULO DI LABORATORIO

Masse delle sfere usate per l'esperienza di Laboratorio sul pendolo da usare nella stesura per l'analisi dei dati.

Massa della sferetta di legno (colore marrone): $6,88885 \pm 5 \cdot 10^{-5}$ g

Massa della sferetta di plastica (colore nero): $12,47210 \pm 5 \cdot 10^{-5}$ g

Massa della sferetta di acciaio (colore grigio): $68,68530 \pm 5 \cdot 10^{-5}$ g